

Driver Size **T8**

# H.O.L.P.

## Hallux Osteotomy Locking Plate



### 外反母趾矯正

## 第1中足骨近位骨切り術専用 ロッキングプレート

- 底側の筋肉下に設置するタイプ
- 3次元的なプレート形状かつ3種類の角度のプレートを用意し、矯正後の骨形状にフィット

術前



術後




画像提供: 倉敷成人病センター 整形外科部長 大澤 誠也 先生

### KEY IMPROVEMENTS

近位のスクリーホールを追加

新世代のスクリーシリーズに変更




仮固定用ガイドピンホールを追加

販売名: メイラ外反母趾 3D プレート  
承認番号: 22400BZX00471000

販売名: Distal Ulna Plate H.O.L.P. 器械セット  
届出番号: 21B1X00003000325

## Plate (滅菌)



材質：チタン合金



### H.O.L.P.

| 左右 | 角度  | カタログ番号        |
|----|-----|---------------|
| 左  | 10° | M053A-004-10L |
|    | 20° | M053A-004-20L |
|    | 30° | M053A-004-30L |

| 左右 | 角度  | カタログ番号        |
|----|-----|---------------|
| 右  | 10° | M053A-004-10R |
|    | 20° | M053A-004-20R |
|    | 30° | M053A-004-30R |

販売名:メイラ外反母趾 3D プレート  
承認番号:22400BZX00471000

## Screw (滅菌)

使用頻度の高いスクリューは、  
1mm間隔での選択が可能です。

### 2.7mm ロッキングスクリュー






材質：チタン合金

| 全長   | カタログ番号        |
|------|---------------|
| 12mm | M069A-127-012 |
| 14mm | M069A-127-014 |
| 15mm | M069A-127-015 |
| 16mm | M069A-127-016 |
| 17mm | M069A-127-017 |
| 18mm | M069A-127-018 |
| 19mm | M069A-127-019 |
| 20mm | M069A-127-020 |

| 全長   | カタログ番号        |
|------|---------------|
| 21mm | M069A-127-021 |
| 22mm | M069A-127-022 |
| 23mm | M069A-127-023 |
| 24mm | M069A-127-024 |
| 25mm | M069A-127-025 |
| 26mm | M069A-127-026 |
| 28mm | M069A-127-028 |

販売名: Dual Loc Radii システム  
承認番号:22800BZX00220000

## 手術器械セット



### 左用

|   | 名称        | 規格            | カタログ番号       | セット入り数 |
|---|-----------|---------------|--------------|--------|
| ① | テンプレート    | プレート角度10° / 左 | 053B-004-10L | 1      |
| ② |           | プレート角度20° / 左 | 053B-004-20L | 1      |
| ③ |           | プレート角度30° / 左 | 053B-004-30L | 1      |
| ④ | ターゲットデバイス | プレート角度10° / 左 | 536B-004-10L | 1      |
| ⑤ |           | プレート角度20° / 左 | 536B-004-20L | 1      |
| ⑥ |           | プレート角度30° / 左 | 536B-004-30L | 1      |

### 右用

|   | 名称        | 規格            | カタログ番号       | セット入り数 |
|---|-----------|---------------|--------------|--------|
| ⑦ | テンプレート    | プレート角度10° / 右 | 053B-004-10R | 1      |
| ⑧ |           | プレート角度20° / 右 | 053B-004-20R | 1      |
| ⑨ |           | プレート角度30° / 右 | 053B-004-30R | 1      |
| ⑩ | ターゲットデバイス | プレート角度10° / 右 | 536B-004-10R | 1      |
| ⑪ |           | プレート角度20° / 右 | 536B-004-20R | 1      |
| ⑫ |           | プレート角度30° / 右 | 536B-004-30R | 1      |

### 共通

|   | 名称               | カタログ番号         | セット入り数 |
|---|------------------|----------------|--------|
| ⑬ | ガイドピン            | 003A-015-12150 | 3      |
| ⑭ | ドリル              | 500B-004-20140 | 2      |
| ⑮ | トルクススモールドライバー    | 503B-012-T08   | 1      |
| ⑯ | トルクスソリッドドライバービット | 503B-105-T08   | 1      |
| ⑰ | トルクリミテーションドライバー  | 503B-500-010   | 1      |
| ⑱ | 2.0mmドリルガイド      | 533B-009       | 1      |
| ⑲ | 1.2mmガイドピンスリーブ   | 533B-010       | 3      |
| ⑳ | デプスゲージ           | 545B-001       | 1      |
| ㉑ | デプスゲージ           | 545B-002       | 1      |
| ㉒ | ロッキングドリルガイド      | 545B-003       | 3      |
| ㉓ | 六角レンチ            | 545B-004       | 1      |
| ㉔ | タップシャフト          | 545B-005       | 1      |
| ㉕ | スクリューホルダー        | 545B-006       | 1      |

販売名: Distal Ulna Plate H.O.L.P. 器械セット  
届出番号: 21B1X00003000325

2025年7月 ver.1

製造販売業者



株式会社

TEL 0575-24-7059

製造業者  
問い合わせ先

メイラ株式会社

メイラ株式会社 メディカル事業部 業務グループ TEL 052-459-1277 (直通) / FAX 052-459-1282