

Distal Ulna Plate



尺側設置



掌側設置




1 ▶ 尺側設置をベースに設計されたプレートでベンディングすることによって掌側にも設置可能

2 ▶ コンパクトなプレート(遠位幅13mm)

3 ▶ プレート遠位端から15mm以内にロッキングスクリューを4本挿入可能


※ターゲットデバイスの止めネジ部にもスクリューを挿入可能



販売名: Dual Loc Raddii システム
承認番号: 22800BZX00220000

販売名: Distal Ulna Plate H.O.L.P. 器械セット
届出番号: 21B1X00003000325

Plate (滅菌)



Distal Ulna Plate

材質：チタン合金

遠位幅	穴数	全長	カタログ番号
13mm	4穴	49.0mm	M069A-501-004
	5穴	56.5mm	M069A-501-005
	7穴	71.5mm	M069A-501-007

販売名: Dual Loc Radii システム
承認番号: 22800BZX00220000

Screw (滅菌)

- 各スクリューとパッケージには識別しやすいカラーコードを採用しました。
- 使用頻度の高いスクリューは1mm間隔での選択が可能です。
- Dual Loc V3, V7, V17とスクリューは共通です(ロッキングピンは使用不可)。

注) Dual Loc VF[®] のスクリューは本プレートには使用できません。

販売名: Dual Loc Radii VF システム
承認番号: 30400BZX00288000



2.7mm スクリュー

全長	カタログ番号	セット入り数
10mm	M069A-027-010	2
12mm	M069A-027-012	3
13mm	M069A-027-013	3
14mm	M069A-027-014	3
15mm	M069A-027-015	3
16mm	M069A-027-016	3
17mm	M069A-027-017	2
18mm	M069A-027-018	2




2.7mm ロッキングスクリュー

全長	カタログ番号	セット入り数
8mm	M069A-127-008	2
10mm	M069A-127-010	3
12mm	M069A-127-012	3
13mm	M069A-127-013	4
14mm	M069A-127-014	5
15mm	M069A-127-015	5
16mm	M069A-127-016	5
17mm	M069A-127-017	4
18mm	M069A-127-018	3
19mm	M069A-127-019	3
20mm	M069A-127-020	3

販売名: Dual Loc Radii システム
承認番号: 22800BZX00220000

手術器械セット


上段



上段

	名称	カタログ番号	セット入り数
①	テンプレート	069B-003-004	1
②	テンプレート	069B-003-005	1
③	テンプレート	069B-003-007	1
④	ペンダー(ベンチタイプ)	556B-002	1
⑤	ペンダー(可動タイプ)	556B-003	1
⑥	ターゲットデバイス	556B-001	1

下段



下段

	名称	カタログ番号	セット入り数
⑦	ガイドピン	003A-015-12150	3
⑧	ドリル	500B-004-20140	2
⑨	トルクススモールドライバー	503B-012-T08	1
⑩	トルクスソリッドドライバービット	503B-105-T08	1
⑪	トルクリミテーションドライバー	503B-500-010	1
⑫	2.0mmドリルガイド	533B-009	1
⑬	1.2mmガイドピンスリーブ	533B-010	3
⑭	デブスゲージ	545B-001	1
⑮	デブスゲージ	545B-002	1
⑯	ロッキングドリルガイド	545B-003	3
⑰	六角レンチ	545B-004	1
⑱	タップシャフト	545B-005	1
⑲	スクリューホルダー	545B-006	1

販売名: Distal Ulna Plate H.O.L.P. 器械セット
届出番号: 21B1X00003000325

2025年2月 ver.1

製造販売業者

メイラ 株式会社 TEL 0575-24-7059

製造業者
問い合わせ先

メイラ株式会社
メイラ株式会社 メディカル事業部 業務グループ TEL 052-459-1277 (直通) / FAX 052-459-1282